

# LOYON® löst Milchschorf

Ab dem  
1. Monat



MILCH-  
SCHORF

## LOYON® LÖST. Schuppen. Konsequenz. Schonend.

Klinisch getestet<sup>1</sup>, einsetzbar ab dem 1. Lebensmonat.  
Frei von Konservierungsmitteln, Farb- und Duftstoffen.  
Ohne Brennen, ohne Kleben, ohne Geruch.

[www.loyon-schuppen.de](http://www.loyon-schuppen.de)



<sup>1</sup> Hengge UR, Topical, Non-Medicated LOYON® in Facilitating the Removal of Scaling in Infants and Children with Cradle Cap: Proof-of-Concept Pilot Study. Dermatology and Therapy 2014 Dec; 4(2):221-32.

LOYON® wird angewendet zur schonenden physikalischen Ablösung von Schuppen und Krusten der Haut, z. B. bei Psoriasis oder Milchschorf/Kopfgneis. Zusammensetzung: Dicaprylyl Carbonat, Dimeticone. Zur äußerlichen Anwendung. Erhältlich in den Packungsgrößen 15 ml und 50 ml Lösung. Zertifiziertes Medizinprodukt, nicht verschreibungspflichtig. Für weitere Informationen lesen Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 25551 Hohenlockstedt (3).

POHL BOSKAMP 

# LOYON® löst Milchschorf


Das innovative Keratolytikum LOYON® steht Ihnen nun für Babys und Kleinkinder mit Milchschorf zur Verfügung. Es löst Schuppen und Krusten hautschonend und rein physikalisch. Die patentierte Lösung aus Dicaprylyl Carbonat und Dimeticonen besitzt besondere Fließeigenschaften, die das einzigartige Wirkprinzip ermöglichen.

## LOYON® wirkt überzeugend

Eine klinische Studie<sup>1</sup> bestätigt die Wirksamkeit und Verträglichkeit von LOYON®:

20 Säuglinge und Kleinkinder mit Milchschorf (3–36 Monate) wurden einmal täglich mit LOYON® auf der betroffenen Kopfhaut behandelt. Bei 80 % der Kinder verbesserte sich die Schuppung nach nur ein bis drei Anwendungen (Abb. 1). Punktblutungen traten nicht auf.

Eltern und Pflegepersonal bestätigten, dass sich LOYON® leicht auftragen lässt (90 %), eine angenehme Konsistenz aufweist (80 %) und das Hautbild des Kindes signifikant verbessert (85 %).







**Abb. 1:** Kopfhaut vor (links, Tag 1) und nach (rechts, Beobachtungstag 8) Behandlung mit LOYON®.

Der Schuppungsgrad verringerte sich von schwer auf gering.




## So wenden Sie LOYON® an

LOYON® lässt sich einfach, schnell und sicher anwenden:

-  Einmal täglich, am besten abends, eine kleine Menge LOYON® mit der Pipette auf die trockene Kopfhaut auftragen
-  Sanft einmassieren und über Nacht (mind. für 3 Stunden) einwirken lassen
-  Am nächsten Morgen mit einem milden Babyshampoo ausspülen
-  Nach Bedarf 3 bis 7 Tage wiederholen – Fertig!



## LOYON® löst

-  **Effektiv:**
  - Klinisch geprüft<sup>1</sup>, einsetzbar ab dem 1. Lebensmonat
-  **Schonend:**
  - Rein physikalisches Wirkprinzip, ohne pharmakologische Wechselwirkungen
-  **Babyfreundlich:**
  - Frei von Konservierungsmitteln, Farb- und Duftstoffen
  - Brennt, klebt und riecht nicht

LOYON® ist rezeptfrei in Apotheken erhältlich in den Packungsgrößen 15 ml Lösung (PZN 10339662) und 50 ml Lösung (PZN 10339691).

